中国试剂网 3.9.272

转移至硝酸纤维素滤膜前后进行的RNA染色

当RNA自琼糖凝胶转移至硝酸纤维素滤膜之前,溴化乙锭的染色时间一般不宜过长,这是因为被染料饱和的核酸分子,其转移效率有所降低。然而,用溴化乙锭作短暂染色,既不至于对核酸转移过程产生可以察觉的掏作用,又独具同时检测凝胶和凝膜上的RNA的优点。

1. 方法 I

- 1)电泳结束后,含乙二醛-DMSO的凝胶应浸入含溴化乙锭(0.5 μg/ml)的10mmol/L磷酸钠(pH7.0)溶液。甲醛凝胶需用无RNA酶的水淋洗,用20xSSC溶液浸泡,随后用含溴化乙锭(0.5μg/ml)的20xSSC溶液染色。
 - 2) 于室温染色5-10分钟,在紫外灯下观察,照像。
- 3)按前所述方法, 将凝胶中的RNA转移至硝酸纤维素滤膜,转移后能常在学光下也可看出已染色的RNA条带。

这种方法仅适用于每一泳道均含有相当大量(如 5 μg 以上)的 R N A 的情况。

2. 方法II

硝酸纤维素滤膜上的RNA也可以用下述方法染色:从干烤后的硝酸纤维素滤膜上剪下所需的条带进行染色,也可以用经过杂交并经X光片曝光后的整张滤膜进行染色(A.Efstratiadis,未了表材料)。

- 1)将干燥的滤膜浸入5%冰乙酸中,于室温浸泡15分钟。
- 2) 再将滤膜转移至 0.5mol/L 乙酸钠 (pH5.2)、0.04%亚甲蓝溶液中, 于室温浸泡 5-1 0分钟。
- 3)用水淋洗滤膜 5-1 0分钟后,可见RNA分子量标准参照物带型锐利而 poly(A)+mRNA 为一模糊带型,由许多长度范围从 500 碱基以下至 5 kb 以上的各种 mRNA共同组成,mRNA的平均长度约为 2 kb。