

涡旋混匀仪

SCRC涡旋混匀仪促销活动规则

• 活动日期：即日起至2018年9月30日

• 活动规则：

在活动期限内，凡购买SCRC涡旋混匀仪（92160761）一台，即赠送多功能支架（92160771）配件一个，多功能支架可用于放置96孔酶标板/细胞培养板，还可用于放置φ8mmx18支&φ10mmx28支微量离心管，其他配件均有现货。

• 备注：

活动对象为线上及线下的终端客户。
赠品请向销售索取。
国药试剂在法律允许范围内对本促销活动具有最终解释权。

高灵敏度平台（标配）



触摸平台任何位置
可以快速形成涡流



可以同时使用
若干个试管



可以使用各种试管
(离心试管、圆锥试管、
试验试管等)

技术参数

货号	92160761	
型号	VM-96A	
转速范围(rpm)	0-3000	
速度控制	刻度拨盘	
运行模式	触摸式/连续式/高效连续式	
振动模式	圆周轨道式	
振荡幅度(mm)	4	
最大承载重量(Kg)	0.5	
电机输入/输出功率(W)	12/6	
材质	平台	硅胶
	主机	PP
	电机	直流无刷电机
尺寸	平台 (W×D,mm)	76×76
	外部尺寸(W×D×H,mm)	154×210×84
	净重(Kg)	3
保护级别 (DIN EN 60529)	IP 42	
电源要求	AC 100V to 240V,50/60Hz	
认证	CE	

- * 外部尺寸不包括选配件
- * 工作温度：5~40℃，相关湿度：最大80%
- * 保护等级符合DIN EN 60529标准：防水，粉尘指数符合测试标准

性能特点

- 平衡式设计和可靠的安全特点
- 简介式设计，底部安装有防滑垫，可以放置在实验室桌、通风柜或者洁净台上
- 在触摸式运行状态下，即使轻轻地触碰就能立刻进行混匀-由于内部装有高度灵敏的感应器，所以顶部平台每个点都能够及时反映
- 有三种运行模式：触摸式、连续式、高效连续式，速度可由旋钮控制
- 内置的LED灯可以识别运行模式
- 无火花的直流无刷电机具有安全、快速加速和少维护的特点
- 超载保护和电流过载保护功能
- 机壳由化学的PP注塑而成
- 各种选配件可供选择

选配配件

货号	图片	配件
92160762		平台（大口）
92160763		平台（标配）
92160764		微板托盘
92160765		带托盘的试管架 (最高φ50mm)
92160766		带托盘的试管架 (φ10mm×16支)
92160767		带托盘的试管架 (φ12mm×9支)
92160768		带托盘的试管架 (φ15mm×9支)
92160769		带托盘的试管架 (φ20mm×5支)
92160770		带托盘的试管架 (φ25mm×4支)
92160771		带托盘的试管架 (φ8mm×18支&φ10mm×28支)