

来自BRAND的移液管控制器，让你的工作简单的超乎想像!

accu-jet[®] pro

轻松自如 —— 一切尽在掌握!

舒适

符合人类工程学的手柄，仅重190克，完美的设计适合于无疲劳操作甚至长时间移液。

灵敏

新的accu-jet[®] pro 移液速度可以调节；用灵敏的按键可以在调速范围内进行连续的变速移液。

有力

调至最大速度时，吸取50毫升液体不超过10秒钟。

安静

电动机和泵在操作过程中非常安静，你用得时间越长会越来越满意。



两种移液模式

可以选择重力排液或者用电动机的推力将液体快速吹出

充电提醒

LED充电提醒指示灯会在电量不足的时候闪烁，不过电力耗尽前你还可以继续工作2个小时，并且在充电时你仍可以正常使用。

电动机速度

旋转齿轮，选择你渴望的最大移液速度吧。而较低的移液适合于小体积的移液管，这样比较容易控制。

电池盖

新的accu-jet[®] pro 提供了两种电池盖。使用第二种盖可以将移液控制器倒置于实验台上，可以避免移液管接头的交叉污染



单手操作

所有操作都可以单手进行：选择排液模式（重力或吹出），用你的大拇指调节速度；用手指的不同压力调整最佳的吸液和排液速度。

先进的充电

智能充电器可防止对镍氢电池的过度充电。这有效地降低了由于充电过度而浪费时间事故的发生几率。充电时间是4个小时。之后，充电器自动将模式切换至长期充电模式。

放置整齐

你可以将你的新accu-jet[®]pro 倒置于伸手可及的实验台上。或者为了节省空间将其放置于墙架上。

四种颜色

选择你个性化的颜色。



供货内容

- accu-jet[®] pro
- 镍氢电池
- 2块电池盖
- 墙架
- 充电器
- 2片0.2um滤膜
- 操作手册

技术参数

- 重量：190克
 - 操作和充电温度：+15 oC 到 +40 oC
 - 移液速度：50ml液体不超过10秒
 - 适用于0.1ml到100ml的玻璃和塑料移液管
 - 8小时连续移液而无需充电(以10ml移液管为例)
- 电池：镍氢电池 2.4V / 700 mAh

accu-jet[®] pro

颜色	深蓝色	洋红色	绿色	品蓝色
带充电器	货号	货号	货号	货号
230V/50Hz	26300	26301	26302	26303
不带充电器	26304			

Spare parts

充电器	货号	滤膜	货号	其他配件	货号
230V/50Hz	26601	0.2um, 已灭菌, 1pcs/pk 泡壳包装	26530	硅胶接头	26508
		0.2um, 未灭菌, 10pcs/pk PE 袋包装	26535	墙架, 灰色	26540
		3 um, 已灭菌, 1pcs/pk 泡壳包装	26052	镍氢电池	26630
		3 um, 未灭菌, 10pcs/pk PE袋包装	26056		