

## 技术数据 规格表

HandyStep移液器 带PD-Tip吸头	容量范围	A精度 $\leq\pm$		CV误差 $\leq$	
		10%	2%	10%	2%
0.1ml	2-10	1.6	8.0	2.0	5.0
0.5ml	10-50	0.8	4.0	0.6	1.4
1.25ml	25-125	0.8	4.0	0.3	0.8
2.5ml	50-250	0.7	3.5	0.2	0.8
5.0ml	100-500	0.5	2.5	0.2	0.6
12.5ml	250-1250	0.3	1.5	0.2	0.4
25.0ml	500-2500	0.3	1.5	0.2	0.4
50.0ml	1000-5000	0.3	1.5	0.15	0.4

以上数据是使用原装普兰德PD-吸头，根据ISO 8655标准在每类吸头的最大容量值下得到的，所用溶液为蒸馏水。

## 档位和移液量范围

档位	1	2	3	4	5
移液次数	49	24	15	11	9
PD-吸头ml	移液量				
0.1	2	4	6	8	10
0.5	10	20	30	40	50
1.25	25	50	75	100	125
2.5	50	100	150	200	250
5.0	100	200	300	400	500
12.5	250	500	750	1000	1250
25.0	500	1000	1500	2000	2500
50.0	1000	2000	3000	4000	5000

## PD-吸头

容量 ml	个/包	未灭菌型 订货号	$\beta$ -射线灭菌型， 去内毒素， 订货号**	BIO-CERT 去除所有生物毒性 订货号**
0.1	100	7024 02	7024 04	7026 83
0.5	100	7023 70	7023 84	7026 84
1.25	100	7023 72	7023 86	7026 86
2.5	100	7023 74	7023 88	7026 88
5.0	100	7023 76	7023 90	7026 90
12.5	100	7023 78	7023 92	7026 92
25.0 *	50	7023 80	7023 94(25个每包)	702694(25个每包)
50.0 *	25	7023 82	7023 96	7026 96

\*包括一个转接头，\*\*独立包装

PD-吸头套管，容量为0.5，1.25，2.5，5和12.5ml的吸头各20个

1 7023 68

25ml和50mlPD-吸头接头，聚丙烯材质，可蒸气灭菌

10 7023 98 7023 99\*\*\*

\*\*\*可独立包装，每包5个



HandyStep®连续移液器带墙架，一支装  
订货号 7051 00  
墙架，一支装  
订货号 7051 20



PD-吸头