



BRAND移液产品

Transferpette®S 单道整支灭菌移液枪

25年以来，BRAND公司一直致力于研发和生产手动活塞移液器。最新研制的Transferpette®S 就是得益于这种长期积累而得的经验，它的设计强化人类工程学，并且使用了创新的材料。

Transferpette®S是理想的手动移液器，能满足实验室里各种高要求的应用。它拥有生命科学研究者所期待的所有特性：结构坚固、移液体积单调节、整支高温高压灭菌、高精度、方便的Easy Calibration®S易校准技术和长期可靠的性能。

Transferpette®S 特性一瞥：

- 用户熟悉的中央放置移液按键，而退吸头键则分开设置
- 符合人类工程学的手指托架让你的双手可以轻松自如地掌握移液器
- 无论你是惯用右手还是左手，都可以单手设定移液体积
- 四位数字体积显示易于读取也更精确
- 整支移液器可以 121°C 高温高压灭菌20分钟而无需拆卸
- 颜色识别标识让你方便直观的选择合适的吸头
- 耐腐蚀的活塞和退吸头装置让移液器经久耐用
- 数字可调式Transferpette®S 的易校准技术 (Easy Calibration technology)
- 让你无需任何工具就可进行快速校准，而且出厂时的设置是否经过调节也会非常清晰的显示
- 有数字可调式和固定式两种型号可选，移液容量从0.1µl 到10 ml
- 具有通过欧盟体外诊断医疗设备指令(IVD-directive 98/79 EC) 认证的CE标识



Transferpette®S, Digital adjustable

每一支Transferpette®S移液器，无论数字可调式或固定式，出厂前都通过检验并附有校准证书和枪架固定件。

容量 µl	描述	A精度≤±		CV误差系数≤		订货号
		%	µl	%	µl	
数字可调式						
0.1-1	D-1	2	0.02	1.2	0.012	704768
0.5-10	D-10	1	0.1	0.5	0.05	704770
2-20	D-20	0.8	0.16	0.4	0.08	704772
10-100	D-100	0.6	0.6	0.2	0.2	704774
20-200	D-200	0.6	1.2	0.2	0.4	704778
100-1000	D-1000	0.6	6	0.2	2	704780
500-5000	D-5000	0.6	30	0.2	10	704782
1000-10000	D-10000	0.6	60	0.2	20	704784
固定式						
10	F-10	1	0.1	0.5	0.5	704708
20	F-20	0.8	0.16	0.4	0.08	704716
25	F-25	0.8	0.2	0.4	0.1	704720
50	F-50	0.8	0.4	0.4	0.2	704728
100	F-100	0.6	0.6	0.2	0.2	704738
200	F-200	0.6	1.2	0.2	0.4	704744
500	F-500	0.6	3	0.2	1	704754
1000	F-1000	0.6	6	0.2	2	704762

* 最后的检测数据对应于标示在仪器上的最大容量，在仪器，环境及水的温度均在20°C的条件下，经平稳操作所得。

** 敬请注意：吸头的容量可能小于移液器的容量。

套装及其配件 移液枪套装

标准配置：

- 3支Transferpette®S 数字可调式移液器
- 3个装满吸头的吸头盒
- 3个枪架固定件



类型	所含以下移液枪	订货号
Micro	D-1, D-10, D-100	704790
Midi	D-20, D-200, D-1000	704791
Macro	D-1000, D-5000, D-10000	704792

移液枪固定件

用于放置单支Transferpette®S 移液枪

订货号

704810



移液枪枪架

最多用于放置6支Transferpette®S 移液枪

订货号

704805





BRAND移液产品

新型Transferpette®S-8/-12是普兰德Transferpette®S移液器系列的成功延续。

- 轻松操作—当您在进行系列免疫定量实验移液，系列稀释以及填充96孔板的时候，轻松操作便成为了新型多道移液器的一大独特优势，是对Transferpette®S单道移液器的完美补充。
- 使用创新材料，变得更轻。
- 移液轻便—降低手部重复移取损伤风险，而且无论手型大小都可舒适操作，而弯型结构可令您轻松托住移液器，轻松移取。
- 真正单手操作—单手便可全部轻松改变容量和固定。
- 独立大注射按键，令注射更省力。
- 防腐蚀活塞
- 0.5µl-300µl量程
- 符合CE-IVD

Transferpette®S-8

标准配置：

Transferpette®S-8（附性能认证证书）1支，吸头盒（内装Plastibrand®吸头）1个，吸头盒装填架1个，移液枪固定件1个，试剂池1个，密封环（FKM生产）1套。

量程	型号	吸头类型	A精度 ≤±%	CV误差系数 ≤%	最小分度 µl	订货号
0.5 - 10	M8-10	20 / nano-capTM	1.6	1.0	0.1	7037 00
5 - 50	M8-50	200	0.8	0.4	0.1	7037 06
10 - 100	M8-100	200/300	0.8	0.3	0.2	7037 08
20 - 200	M8-200	200/300	0.8	0.3	0.2	7037 10
30 - 300	M8-300	300	0.6	0.3	0.2	7037 12



Transferpette®S-12

标准配置：

Transferpette®S-12（附性能认证证书）1支，吸头盒（内装Plastibrand®吸头）1个，吸头盒装填架1个，移液枪固定件1个，试剂池1个，密封环（FKM生产）1套。

量程	型号	吸头类型	A精度 ≤±%	CV误差系数 ≤%	最小分度 µl	订货号
0.5 - 10	M12-10	20 / nano-capTM	1.6	1.0	0.1	7037 20
5 - 50	M12-50	200	0.8	0.4	0.1	7037 26
10 - 100	M12-100	200/300	0.8	0.3	0.2	7037 28
20 - 200	M12-200	200/300	0.8	0.3	0.2	7037 30
30 - 300	M12-300	300	0.6	0.3	0.2	7037 32



* 最后的检测数据对应于标示在仪器上的最大容量，在仪器，环境及水的温度均在20°C的条件下，经平稳操作所得。

** 敬请注意：吸头的容量可能小于移液器的容量。

移液枪枪架

最多可放置3支Transferpette®S-8/-12移液枪或6支Transferpette®S pipettes。
单套包装

订货号 704805



移液枪固定件

用于放置单支Transferpette®S 单道式多道移液枪。
单套包装

订货号 704810

单件移液枪枪架

用于放呈单支Transferpette®S-8/-12。
单套包装

订货号 703440

