

氧化铝薄层层析板

氧化铝层析板可以提供不同的PH条件,在水相条件中,碱性化合物可以用碱性氧化铝层析板分离,而中性化合物则可以用中性氧化铝层析板获得很好的效果。

Merck 的氧化铝层析板采用了60Å和 150Å孔径的中性和碱性氧化铝,并配套采用了荧光显色剂。

订货信息

氧化铝 60 薄层层析板

填料	尺寸	涂层厚度	包装	材质	订货号
Aluminium oxide 60 F 254 basic	20 x 20	250 µm	25 块	玻璃	1.05713.0001
Aluminium oxide 60 F 254 basic	5 x 20	250 µm	100 块	玻璃	1.05731.0001
Aluminium oxide 60 F 254 neutral	20 x 20	200 µm	25 片	铝	1.05550.0001
Aluminium oxide 60 F 254 neutral	20 x 20	200 µm	25 片	塑料	1.05581.0001

氧化铝 150 薄层层析板

填料	尺寸	涂层厚度	包装	材质	订货号
Aluminium oxide 150 F 254 basic	20 x 20	250 µm	25 块	玻璃	1.05727.0001
Aluminium oxide 150 F 254 neutral	20 x 20	200 µm	25 片	铝	1.05551.0001